

VIALES DE PROPILENO DE 5ML CON TAPA MARCA ENVIRONMENTAL EXPRESS (CÓDIGO K1250)

Estos viales de polipropileno encajan directamente en autosampler Dionex AS-40. Las tapas están moldeadas en polietileno de baja densidad y tienen tapón de 20µm de filtro poroso. El diseño superior de la tapa del filtro se alinea perfectamente con la parte superior del vial de 5 ml por lo que la tapa es siempre recta. El pack incluye 250 viales y 250 tapas de filtro.



HERRAMIENTA DE INSERCIÓN DE TAPAS PARA VIALES KIT K1250 ENVIRONMENTAL EXPRESS

Esta herramienta de inserción especial simplifica la inserción de la tapa del pack K1250. El extremo redondeado de la herramienta se puede utilizar para centrar la tapa antes de la inserción. El extremo del émbolo fuerza con precisión la tapa a la profundidad apropiada en el vial de muestra.

